



ADVAZORB

Apósito absorbente de espuma de poliuretano



ADVAZORB BORDER

Apósito absorbente de espuma de poliuretano con borde y capa de contacto autoadherente suave de silicona Silfix®



ADVAZORB SACRO

Apósito de espuma absorbente con cubierta de película impermeable, con forma de sacro



ADVAZORB HEEL

Apósito de espuma absorbente con forma de talón y cubierta de película impermeable



ADVAZORB AREOLA

Apósito de espuma absorbente para la areola con borde adhesivo suave de silicona Silfix®



ADVAZORB SILFIX

Apósito absorbente de espuma de poliuretano con capa de contacto autoadherente suave de silicona Silfix®



iGrobe

ADVANCIS

ADVAZORB

Apósitos de espuma de poliuretano hidrofílica para el cuidado de heridas.

ADVANCIS

ADVAZORB

Gama de apósitos de espuma de poliuretano hidrofílica, suave y conformable, con una película transpirable en la parte posterior.

Es ideal para su uso bajo vendajes compresivos debido a su retención de fluidos, perfil bajo y película posterior de baja fricción.



Tecnología Silfix®

La capa de contacto de silicona Silfix® para heridas tiene múltiples poros pequeños de 2 mm que permiten el paso del exudado hacia la espuma absorbente, a la vez que protegen el lecho de la herida. Esta combinación asegura que los apósitos se mantengan cómodamente en su lugar, minimizando el potencial de maceración.



Núcleo de espuma

Núcleo de espuma para el manejo de exudado bajo a moderado.



Excelente manejo de fluidos

Excelente capacidad de manejo de fluidos para mantener un ambiente húmedo óptimo para la cicatrización de heridas.



Resistente al agua

Película impermeable en la parte posterior que previene la filtración de fluidos.




Eficaz bajo compresión

Alta retención de fluidos y eficacia bajo compresión.



Conformable

Suave y altamente conformable para una mayor comodidad.



Sin trauma

Disponibles versiones con borde adhesivo y capa de contacto de silicona para facilitar la aplicación y cambios de apósito sin trauma.



Sin arrugas

Capa posterior diseñada para reducir la fricción con la ropa y los vendajes, previene las arrugas, prolongando el tiempo de uso del apósito.



Adecuado para tipo de heridas:



Indicaciones

Adecuados para una amplia gama de heridas exudativas:

- Heridas en fase de granulación
- Úlceras en las piernas, pies, por presión o diabéticas
- Protección de prominencias óseas
- Heridas traumáticas
- Heridas quirúrgicas
- Cortes, abrasiones y ampollas
- Quemaduras superficiales
- Advazorb Areola: Mastopexia, reducción mamaria, reconstrucción del pezón, aumento mamario mediante incisión areolar, ginemastia y otras cirugías de pezón / areola.

Producto	Referencia	Medidas	Presentación
ADVAZORB	CR4168	15cm x 15cm	10
	CR4169	10cm x 20cm	10
	CR4170	20cm x 20cm	10
	CR4221	5cm x 5cm	10
ADVAZORB BORDER	CR4190	7.5cm x 7.5cm	10
	CR4191	10cm x 10cm	10
	CR4192	12.5cm x 12.5cm	10
	CR4193	15cm x 15cm	10
	CR4194	10cm x 20cm	10
	CR4195	20cm x 20cm	10
ADVAZORB SACRO	CR4401	17cm x 19cm	10
	CR4402	22cm x 23cm	10
ADVAZORB HEEL	CR4228	17cm x 21cm	5
ADVAZORB AREOLA	CR4490	13cm x 13cm	10
ADVAZORB SILFIX	CR4177	7.5cm x 7.5cm	10
	CR4178	10cm x 10cm	10
	CR4179	12.5cm x 12.5cm	10
	CR4180	15cm x 15cm	10
	CR4181	10cm x 20cm	10
	CR4182	20cm x 20cm	10

ADVAZORB SILFIX combina las excelentes capacidades de manejo de fluidos de Advazorb con una capa de adhesivo de **silicona suave y atraumática**, lo que permite colocar el apósito sobre el paciente mientras se aplica un apósito secundario o vendaje para su retención. Esta gama es ideal para heridas con niveles de exudado bajos a medios.

La **silicona suave Silfix®** garantiza que el apósito no se adhiera a la superficie húmeda del lecho de la herida ni cause trauma al tejido nuevo al retirar el apósito. Es especialmente adecuado para pacientes con piel frágil o delicada, y una opción ideal para heridas sensibles, ya que las aplicaciones repetidas de apósitos no causarán despojamiento del epitelio de la piel.

iGrobe

Innovación en el cuidado de piel y heridas

igrobe.com

Av. Cornellà 142, 4º 2º.
08950 Esplugues de Llobregat.
Barcelona.

Tel: +34 934 097 568

Fax: +34 934 097 569

Email: informacion@igrobe.com