



## ECLYPSE

Apósito superabsorbente con tecnología CrystaLock



## ECLYPSE DOBLE CAPA

Apósito sin cobertura y doble capa de cristales absorbentes para una absorción máxima



## ECLYPSE ADHERENTE

Apósito superabsorbente con capa de contacto autoadherente suave de silicona Silfix



## ECLYPSE SACRO

Apósito superabsorbente con capa de contacto autoadherente suave de silicona Silfix, con forma de sacro



## ECLYPSE BORDER / OVAL

Apósito superabsorbente con borde, formas cuadrada u oval, con capa de contacto autoadherente suave de silicona Silfix



## ECLYPSE BOOT

Apósito de envoltura superabsorbente en forma de bota



## ECLYPSE FOOT

Apósito de envoltura superabsorbente para el pie



iGrobe

ADVANCIS  
ECLYPSE

Apósitos  
superabsorbentes para el  
cuidado de heridas, únicos  
con cuatro capas y tecnología  
CrystaLock®.

# ADVANCIS

## ECLYPSE

Gama de apósitos superabsorbentes

La gama de apósitos superabsorbentes Eclypse está diseñada para gestionar de manera eficaz heridas altamente exudativas.

Al convertir el exudado en gel aumenta su capacidad de absorción, reduciendo posibles fugas y riesgo de maceración.



### Tecnologías Silfix® y Crystalock®

El apósito combina una capa de contacto de silicona suave con tecnología Silfix® para una adhesión delicada, una capa de absorción rápida, una capa altamente absorbente con tecnología CrystaLock®, una subcapa de respaldo para una distribución uniforme del exudado y una capa posterior impermeable que evita filtraciones.

CrystaLock® retiene el exudado, las bacterias y MMPs¹.



### Núcleo superabsorbente

Para el manejo de heridas altamente exudativas. Disponibles en 2 niveles de absorción para una retención óptima de la humedad de la herida.



### Bloqueo de exudado

Capa superior protectora resistente al agua que evita la penetración del exudado³, mejorando la calidad de vida del paciente⁴.



### Funciona bajo compresión

Mantiene su capacidad de absorción bajo compresión.



### Presión bajo vendaje

No afecta la presión de compresión bajo el vendaje².



### Sin trauma

Disponibles versiones con borde adhesivo y capa de contacto de silicona para facilitar la aplicación y cambios de apósito sin trauma.



### Amplia gama de formatos y tamaños

Disponible en diferentes formatos y formas para una mejor aplicación y adaptación a la forma y el tipo de herida.



Adecuado para todo tipo de heridas:



### Indicaciones

Para heridas con exudado moderado a abundante, como:

- Úlceras venosas
- Úlceras por presión
- Úlceras diabéticas en pies
- Heridas con esfacelo
- Heridas en fase de granulación
- Linfedema en las piernas
- Heridas postoperatorias suturadas o con dehiscencia
- Heridas fungosas
- Injertos

| Producto              | Referencia | Medidas     | Presentación |
|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| ECLYPSE               | CR3818     | 10cm x 10cm | 20           |
|                       | CR3769     | 15cm x 15cm | 20           |
|                       | CR4460     | 10cm x 20cm | 10           |
|                       | CR4439     | 20cm x 20cm | 10           |
|                       | CR3743     | 20cm x 30cm | 20           |
|                       | CR3808     | 60cm x 40cm | 10           |
| ECLYPSE SIN COBERTURA | CR4516     | 10cm x 10cm | 20           |
|                       | CR4517     | 10cm x 20cm | 10           |
|                       | CR4518     | 20cm x 20cm | 10           |
|                       | CR4519     | 20cm x 30cm | 20           |
| ECLYPSE ADHERENTE     | CR3881     | 10cm x 10cm | 10           |
|                       | CR3883     | 10cm x 20cm | 10           |
|                       | CR3863     | 15cm x 15cm | 10           |
|                       | CR3864     | 20cm x 30cm | 10           |
| ECLYPSE SACRO         | CR3985     | 17cm x 19cm | 10           |
|                       | CR3986     | 22cm x 23cm | 10           |
| ECLYPSE BORDER        | CR4296     | 15cm x 15cm | 10           |
|                       | CR4297     | 20cm x 30cm | 10           |
| ECLYPSE BORDER OVAL   | CR4300     | 10cm x 20cm | 10           |
|                       | CR4299     | 15cm x 20cm | 10           |
|                       | CR4298     | 20cm x 30cm | 10           |
|                       | CR4237     | 55cm x 47cm | 5            |
| ECLYPSE BOOT          | CR4014     | 60cm x 70cm | 5            |
|                       | CR4229     | 71cm x 80cm | 5            |
| ECLYPSE FOOT          | CR4219     | 33cm x 48cm | 5            |

### Estudios clínicos referenciados:

1. Weigand, C. White, R. (2013) Binding and inhibition of protease enzymes, including MMPs, by superabsorbent in vitro. Journal of Wound Care Vol 22, No 5
2. Cook, L (2011) Effect of super-absorbent dressing on compression sub-bandage pressure. Br J Comm Nurs 16(3 Suppl): 38-43
3. Rafter, L. Anthony, D. Collier, M. Rafter, R. (2015) Stopping the strikethrough: An audit of patient outcomes on four superabsorbent dressings. Wounds UK Vol 11, No 4, 60-67
4. Faucher N, Safar H, Baret M, Phillippe, A, Farid, R. (2015) Superabsorbent dressing for copiously exuding wounds. Br J Nurs (Tissue Viability Supplement). 21, 12, S22-28

iGrobe

Innovación en el cuidado de piel y heridas

igrobe.com

Av. Cornellà 142, 4º 2º.  
08950 Esplugues de Llobregat.  
Barcelona.

Tel: +34 934 097 568

Fax: +34 934 097 569

Email: informacion@igrobe.com