



## ADVAZORB

Apósito absorbente de espuma de poliuretano



## ADVAZORB BORDER

Apósito absorbente de espuma de poliuretano con borde y capa de contacto autoadherente suave de silicona Silfix®



## ADVAZORB SACRO

Apósito de espuma absorbente con cubierta de película impermeable, con forma de sacro



## ADVAZORB HEEL

Apósito de espuma absorbente con forma de talón y cubierta de película impermeable



## ADVAZORB AREOLA

Apósito de espuma absorbente para la areola con borde adhesivo suave de silicona Silfix®



## ADVAZORB SILFIX

Apósito absorbente de espuma de poliuretano con capa de contacto autoadherente suave de silicona Silfix®



iGrobe

ADVANCIS  
ADVAZORB

Apósitos de espuma de poliuretano hidrofílica para el cuidado de heridas.

# ADVANCIS

## ADVAZORB

Gama de apósitos de espuma de poliuretano hidrofílica, suave y conformable, con una película transpirable en la parte posterior.

Es ideal para su uso bajo vendajes compresivos debido a su retención de fluidos, perfil bajo y película posterior de baja fricción.



### Tecnología Silfix®

La capa de contacto de silicona Silfix® para heridas tiene múltiples poros pequeños de 2 mm que permiten el paso del exudado hacia la espuma absorbente, a la vez que protegen el lecho de la herida. Esta combinación asegura que los apósitos se mantengan cómodamente en su lugar, minimizando el potencial de maceración.



### Núcleo de espuma

Núcleo de espuma para el manejo de exudado bajo a moderado.



### Excelente manejo de fluidos

Excelente capacidad de manejo de fluidos para mantener un ambiente húmedo óptimo para la cicatrización de heridas.



### Resistente al agua

Película impermeable en la parte posterior que previene la filtración de fluidos.



### Eficaz bajo compresión

Alta retención de fluidos y eficacia bajo compresión.



### Conformable

Suave y altamente conformable para una mayor comodidad.



### Sin trauma

Disponibles versiones con borde adhesivo y capa de contacto de silicona para facilitar la aplicación y cambios de apósito sin trauma.



### Sin arrugas

Capa posterior diseñada para reducir la fricción con la ropa y los vendajes, previene las arrugas, prolongando el tiempo de uso del apósito.



Adecuado para tipo de heridas:



### Indicaciones

Adecuados para una amplia gama de heridas exudativas:

- Heridas en fase de granulación
- Úlceras en las piernas, pies, por presión o diabéticas
- Protección de prominencias óseas
- Heridas traumáticas
- Heridas quirúrgicas
- Cortes, abrasiones y ampollas
- Quemaduras superficiales
- Advazorb Areola: Mastopexia, reducción mamaria, reconstrucción del pezón, aumento mamario mediante incisión areolar, ginemastia y otras cirugías de pezón / areola.

Producto	Referencia	Medidas	Presentación
ADVAZORB	CR4168	15cm x 15cm	10
	CR4169	10cm x 20cm	10
	CR4170	20cm x 20cm	10
	CR4221	5cm x 5cm	10
ADVAZORB BORDER	CR4190	7.5cm x 7.5cm	10
	CR4191	10cm x 10cm	10
	CR4192	12.5cm x 12.5cm	10
	CR4193	15cm x 15cm	10
	CR4194	10cm x 20cm	10
	CR4195	20cm x 20cm	10
ADVAZORB SACRO	CR4401	17cm x 19cm	10
	CR4402	22cm x 23cm	10
ADVAZORB HEEL	CR4228	17cm x 21cm	5
ADVAZORB AREOLA	CR4490	13cm x 13cm	10
ADVAZORB SILFIX	CR4177	7.5cm x 7.5cm	10
	CR4178	10cm x 10cm	10
	CR4179	12.5cm x 12.5cm	10
	CR4180	15cm x 15cm	10
	CR4181	10cm x 20cm	10
	CR4182	20cm x 20cm	10

**ADVAZORB SILFIX** combina las excelentes capacidades de manejo de fluidos de Advazorb con una capa de adhesivo de **silicona suave y atraumática**, lo que permite colocar el apósito sobre el paciente mientras se aplica un apósito secundario o vendaje para su retención. Esta gama es ideal para heridas con niveles de exudado bajos a medios.

La **silicona suave Silfix®** garantiza que el apósito no se adhiera a la superficie húmeda del lecho de la herida ni cause trauma al tejido nuevo al retirar el apósito. Es especialmente adecuado para pacientes con piel frágil o delicada, y una opción ideal para heridas sensibles, ya que las aplicaciones repetidas de apósitos no causarán despojamiento del epitelio de la piel.

**iGrobe**

Innovación en el cuidado de piel y heridas

igrobe.com

Av. Cornellà 142, 4º 2º.  
08950 Esplugues de Llobregat.  
Barcelona.

Tel: +34 934 097 568

Fax: +34 934 097 569

Email: informacion@igrobe.com